



BELISLASER

Tragbare Co2-Laserfraktioniermaschine Katalog

Contact us for more catalogs of HIFU- und Vaginal-HIFU-Gerät, RF Kavitationsmaschine Mikronadel RF, Haarwuchsmaschine, CO2-Laser Fractional Maschine, Haarentfernung Maschinen, Nd yag Laser und Pico Laser Maschine, Hydrafacial Skin Tester 2 in 1 Maschine, EMSlim Body Sculpting Maschine, Kryolipolyse Kavitation RF Fettabbau Maschine, usw

BELISLASER

UNTERNEHMENSPROFIL

>>> Über uns

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd. ist ein weltweit anerkannter Hersteller innovativer und fortschrittlicher medizinisch-ästhetischer Geräte mit einer starken Präsenz in Europa, Südamerika und Lateinamerika. Wir bieten ein umfassendes Angebot an hochmodernen Geräten, darunter IPL, E-Licht, Radiofrequenz, Kavitation, Nd-YAG-Laser, Diodenlaser, fraktionierte CO2-Laser, Lipolaser-Systeme und Hautanalysegeräte. Unser ausgereiftes Vertriebsnetz erstreckt sich über Mexiko, Chile und Spanien, unterstützt durch einen eigenen Zollagenten in Mexiko und die Cofepris-Zertifizierung für die Einhaltung der Vorschriften. Wir arbeiten mit lokalen Ingenieuren zusammen, um einen außergewöhnlichen technischen Kundendienst zu bieten und unseren Kunden einen zuverlässigen und effizienten Service zu gewährleisten.



Fraktionale Co2-Laser-Maschine Für Hautbehandlungen

Artikelnummer: BL-306



Einführung

CO2-Fraktionslaser-Maschine für Hautverjüngung, Narbenentfernung und gynäkologische Behandlungen. Dual-Mode-Präzision mit anpassbaren Einstellungen. Jetzt mehr erfahren!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Wellenlänge	10,6 µm, Ferninfrarot-Laser
Leistung	40W (oder 60W)
Ausgabemodi	kontinuierlich, Superpuls, fraktioniert
Kühlung	Luftkühlung

Parameter	Spezifikation
Scan-Grafiken	7, Quadrat, Rechteck, Rund oder Benutzerdefiniert
Arbeitsstatus	Hyperpulse-Modus
Pulsintervall	1ms-5000ms, 1ms Schritt
Fokusedurchmesser	≤0,2mm
Pulsbreite	0,1ms-10ms, 0,1ms Schritt
Arbeitsmodi	kontinuierlich, Superpuls, intermittierende Aufladung
Punktintervall	0,1mm-2,6mm, jeder Schritt 0,1mm
Scan-Modus	Ungeordnete Emission, mit einer Seite als Basis, die geordnet emittiert, bei maximaler Entfernung emittiert

Parameter	Spezifikation
Lasergeräte	Abgedichtetes Lasergerät, angeregt durch Gleichstrom
Kondensatorfokussierung	f=100mm



Belislaser

Nr. 38, Mudan Road, High-Tech-Zone, Zhengzhou, China

