

Pico-Laser-Gerät Zur Tattoorentfernung, Picosure-Picosekunden-Lasergerät

Artikelnummer: BL-204



Einführung

Picosekunden-Lasergerät zur Tattoorentfernung und Hautverjüngung. Dreifach-Wellenlängen, hochenergetische Impulse für schnellere Ergebnisse bei minimaler Ausfallzeit. Sicher für alle Hauttypen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Picosekunden-Laser	Traditioneller Nd Yag Laser
Pulsdauer	1 ps (10^{-12} s)	1 ns (10^{-9} s)
Behandlungsgeschwindigkeit	90x schneller	Basis
Leistung	20x stärker	Basis
Wellenlängen	755 nm, 1064 nm, 532 nm, 1320 nm	Typischerweise 1064 nm
Max. Energie	2000 mJ	1500 mJ
Melanin-Entfernung	Staubähnliche Partikel (leichte Verstoffwechselung)	Größere Partikel (schwerer zu verstoffwechseln)
Behandlungssitzungen	1-3 Sitzungen	4-6 Sitzungen
Hautschäden	Keine Oberflächenschäden (755 nm)	Mögliche Oberflächenschäden
Kühlsystem	Fortschrittlich: Wasser + Luftzirkulation, 4 Lüfter	Basis
Konstruktion	Gehäuse aus legiertem Stahl, Rahmen aus Edelstahl	Oft Glas-/Kunststoffgehäuse
Besonderheiten	7-Arm-Artikulationsgerät, Fokussierlinsentechnologie	Herkömmliche Übertragung